



Proxident



Bitstöd Small

Beskrivning

Proxident Bitstöd används av vårdpersonal och anhöriga som utför munvård på personer som har svårt att gapa. Bitstödet avlastar trötta käkar och underlättar för den som utför munvården. Proxident Bitstöd finns i två storlekar (small och large) och i transparent eller blå färg. Proxident bitstöd är tillverkat av polycarbonat. Materialet är anpassat för medicinska produkter och har bra värden för de flesta typer av påfrestningar och är mycket slagsegt. Rengör bitstödet i destilleringsvätska eller i diskmaskin (max 90° C). Vid daglig användning ska bitstödet bytas ut en gång per månad (max 30 diskningar) eller tidigare om det börjar se slitet ut.

Användningsområde

För vårdpersonal eller anhörig som utför munvård på personer som har svårt att gapa.

Förpackning

Produkten är packad i plastpåse av PP.



Språk

Produkten har information på svenska, engelska, norska och danska.

Kvalitetsmärkning

Produkten är registrerad som en Medicinteknisk produkt klass 1 LVFS 2003:11.

Proxident Bitstöd, Small blå

Artikelnummer	3650-1
EAN-kod	7350064915011
Butiksförpackning	1 st/påse
Konsumentförpackning	1 st/påse
Transportförpackning	1 st/påse
Material	Polycarbonat
Registrering	Medicinteknik Klass 1

Läs mer om våra produkter på www.proxident.se

Proxident AB Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se VAT no 556867-5564