

Collis Curve

Metodbeskrivning



Collis Curve är en tandborste med speciell utformning. De rundade stråna borstar utsidor, insidor och tuggytor samtidigt. Collis Curve finns i fem storlekar/varianter.

-
1. Applicera tandkräm på tandborsten.
 2. Placera tandborsten så att borsten omsluter tandraden. Borststråna i mitten borstar tuggytorna och stråna på sidorna borstar ner mot tandköttskanten på var sida om tandraden.
 3. Borsta hela tandraden i över och underkäken med små lätta gnugg rörelser.
 4. Vid blottlagda tandhalsar vinkla tandborsten så att borststråna kommer åt hela vägen mot tandköttskanten.

Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

