

Superbrush special

Metodbeskrivning



Superbrush special borstar flera tandytor samtidigt och gör tandborstningen snabbare och enklare. Borstens utformning gör den extra bra för personer med motoriska begränsningar och underlättar om du ska borsta tänderna på någon annan.

1. Placera tandborsten på tanden så att borststråna når ner mot tandköttskanten på var sida om tandraden.
2. Borsta hela tandraden med små lätta gnugg rörelser i både över- och underkäken.
3. Vid blottlagda tandhalsar vinkla tandborsten så att borststråna kommer åt hela vägen mot tandköttskanten.

Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

