



Proxident



Muntork Large

Beskrivning

Proxident Muntork är extra mjuka och används för rengöring av munnen samt för att fukta och smörja torra och irriterade munslemhinnor. Muntorken har god uppsugningsförmåga och kan användas tillsammans med olika vätskor, t.ex. vatten, slemlösande medel, fluorskölj, medel mot dålig andedräkt, olja eller gel. För personer som har svårt att få i sig vätska kan muntorken även användas som törstsläckare. Finns i två storlekar, small och large. Endast för engångsbruk.

Användningsområde

För personer som behöver hjälp med munvård av anhörig eller vårdpersonal.

Förpackning

Återförslutningsbar plastpåse av polyeten PE-LD.



Språk

Information om produkten finns på svenska, engelska, norska, danska och finska.

Kvalitetsmärkingar

Medicinteknik Klass 1.

Proxident Muntork Large, extra mjuk

Artikelnummer	3602
EAN-kod	7392380036025
Konsumentförpackning	50 st/påse
Butiksförpackning	50 st/påse
Transportförpackning	50 st/kartong
Material	Pinnen är gjord av ABS-plast och skummet av mjuk polyuretan cellplast
Storage & Expire	60 månaders hållbarhet. Förvaras mörkt i rumstemperatur.
Registrering	Medicinteknik Klass 1.

Läs mer om våra produkter på www.proxident.se

Proxident AB Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se VAT no 556867-5564